

Anticuerpo Policlonal Anti-Dcp1B Para Wb, Elisa - Q8Izd4

Número de artículo: CM0019266

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la DCP1B humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para el estudio de mecanismos de descapado de ARNm y la degradación mediada por codones sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCP1B Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	DCP1; DCP1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	196513
GeneID	196513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 386-617 de la DCP1B humana (NP_689853.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8IZD4
Peso Molecular	68kDa
Envío	Bolsa de hielo