


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dcp2 Para Wb, Elisa - Q8lu60

Número de artículo: CM0029779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a DCP2 (NUDT20), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. DCP2 es una enzima de decapado de ARNm involucrada en el recambio de ARNm y la degradación mediada por sin sentido. Ideal para estudiar la regulación post-transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NUDT20; DCP2
Especie	Humano
ID de Gen	167227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del DCP2 humano (NP_001229306.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IU60
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo