

Anticuerpo Policlonal Anti-Dcps Para Wb, Elisa - Q96C86

Número de artículo: CM0013629



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DCPS humano (difosfatasa m7GpppX). Adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Detecta una banda de ~39 kDa. Esencial para la investigación sobre la degradación del ARNm y el empalme.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo DCPS
Observaciones/Alias	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
Especie	Humano
GeneID	28960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del DCPS humano (NP_054745.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96C86
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo