

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dcr1/Cd263 Para Wb, Elisa - O14798

Número de artículo: CM0007522

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra Dcr1/CD263 humano (TRAIL-R3, TNFRSF10C), validado para Western blot y ELISA. Este receptor señuelo compite por la unión de TRAIL para inhibir la apoptosis. Reacciona con humano, 27kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Dcr1/CD263
Observaciones/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8794
GeneID	8794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-230 de Dcr1 / CD263 humano (NP_003832.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo