

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dcr1/Cd263 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - O14798

Número de artículo: CM0005773

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DcR1/CD263 humano (TNFRSF10C, TRAIL-R3) para aplicaciones de WB, IHC-P, FC y ELISA. Ideal para la investigación de apoptosis y señalización TRAIL. Materia prima confiable para el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DcR1/CD263 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; miembro 10c de la superfamilia del receptor de TNF; DcR1/CD263
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8794
GeneID	8794
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-235 de DcR1/CD263 humano (NP_003832.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo