

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dcr2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Número de artículo: CM0009570

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DCR2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para el estudio de la señalización del receptor TRAIL y la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCR2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Especie	Humano
ID de Gen	8793
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 287-386 del DCR2 humano (Q9UBN6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBN6
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo