

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dct Para Wb, Elisa - P40126

Número de artículo: CM0017108



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DCT para aplicaciones de WB y ELISA. Específico para DCT humano y de ratón (TRP-2), una enzima melanogénica de 59 kDa implicada en la biosíntesis de melanina. Ideal para investigación en pigmentación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | DCT Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT                                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 1638                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 1638                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-350 del DCT humano (NP_001913.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                           |
| SWISS               | P40126                                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 59kDa                                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |