


Anticuerpo Policlonal Anti-Dctd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32321

Número de artículo: CM0028486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la DCTD humana (desaminasa de dCMP), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a una enzima clave en el metabolismo de nucleótidos y la recuperación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DCTD Conejo pAb
Observaciones/Alias	DCTD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1635
GeneID	1635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de la DCTD humana (NP_001912.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32321
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo