


Anticuerpo Policlonal Anti-Dctn2 Para Wb, Elisa - Q13561

Número de artículo: CM0014278



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DCTN2 humano (subunidad 2 de la dinactina). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del transporte mediado por dineína y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-DCTN2
Observaciones/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Especie	Humana
GeneID (humano)	10540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-401 de DCTN2 humano (NP_006391.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q13561
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo