

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dctn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13561

Número de artículo: CM0019218



Introducción

Detecte la subunidad 2 de dinactina (DCTN2/p50 dinamitina, 44kDa) en humano y rata con este anticuerpo policlonal de conejo. Validado para Western blotting, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Ideal para estudios sobre transporte mediado por dineína y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCTN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10540
GeneID	10540
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-320 del DCTN2 humano (NP_006391.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13561
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo