


Anticuerpo Monoclonal Anti-Dctn5 Para Wb, Elisa - Q9Bte1

Número de artículo: CM0003341



Introducción

DCTN5 Rabbit mAb, un anticuerpo monoclonal que se dirige a la subunidad 5 de dinactina (p25), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte dineína y cinetocoro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCTN5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DCTN5; subunidad 5 de dinactina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 del DCTN5 humano (Q9BTE1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BTE1
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo