


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dctn5 Para Wb, Elisa - Q9Bte1

Número de artículo: CM0020909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DCTN5 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reacciona con DCTN5 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función del complejo dinactina y el transporte intracelular mediado por dineína.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCTN5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DCTN5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84516
GeneID	84516
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del DCTN5 humano (NP_115875.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BTE1
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo