


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddah1 Para Wb Y Elisa - O94760

Número de artículo: CM0004242



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a DDAH1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta DDAH1 en muestras humanas y de rata. Esencial para estudios de regulación del óxido nítrico y metabolismo de dimetilarginina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDAH1 Rabbit mAb
Notas/Alias	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23576
ID del gen	23576
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 186-285 de DDAH1 humano (O94760).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O94760
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo