


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddah1 Para Wb, If/Icc Y Elisa - O94760

Número de artículo: CM0015862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DDAH1, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la regulación del óxido nítrico y el metabolismo de la dimetilarginina en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDAH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Especie	Humana
ID del gen	23576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de DDAH1 humano (NP_036269.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	O94760
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo