

Anticuerpo Policlonico Anti-Ddah2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095865

Número de artículo: CM0025767

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a DDAH2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación sobre las funciones de DDAH2 en biología vascular, secreción de insulina y fisión mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDAH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23564
ID del Gen	23564
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de DDAH2 humano (NP_039268.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95865
Peso de la Proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo