

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddah2 Para Wb, Elisa - 095865

Número de artículo: CM0012297

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DDAH2 validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta DDAH2 humano, de ratón y de rata, una proteína involucrada en la inducción de VEGF, la secreción de insulina y la dinámica mitocondrial. Ideal para investigación vascular e inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. mAb de Conejo DDAH2
Observaciones/Alias	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23564
ID del Gen	23564
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DDAH2 humano (095865).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095865
Peso Molecular de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo