

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16531

Número de artículo: CM0027317



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-DDB1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta DDB1 humano, de ratón y rata (127 kDa). Utilizado en investigación de reparación del ADN y ubiquitinación a través de los complejos UV-DDB y DCX.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDB1 Rabbit pAb
Notas/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1642
ID del Gen	1642
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 741-1140 de DDB1 humano (NP_001914.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16531
Peso Proteico	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo