

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16531

Número de artículo: CM0004180



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo DDB1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la reparación del ADN (vía NER) y el sistema ubiquitina-proteasoma. Inmunógeno de péptido específico. 127kDa. SWISS Q16531.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDB1 Conejo mAb
Observaciones/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1642
GeneID	1642
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1041-1140 del DDB1 humano (NP_001914.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16531
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo