


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddb2 Para If/Icc, Elisa - Q92466

Número de artículo: CM0019031



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DDB2 validado para IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la proteína de unión al daño del ADN 2 (UV-DDB2), un factor clave en la reparación por escisión de nucleótidos. Ideal para la investigación del daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Especie	Humano
GeneID	1643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-315 del DDB2 humano (NP_000098.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92466
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo