

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddb2 Para Wb, Elisa - Q92466

Número de artículo: CM0003355



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra DDB2 humana (proteína de unión al daño del ADN 2, SWISS: Q92466) está validado para Western blot y ELISA. Reconoce un factor clave de reparación por escisión de nucleótidos y adaptador de ligasa E3, apoyando la investigación en integridad genómica y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDB2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	1643
GeneID	1643
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92466
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo