

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92466

Número de artículo: CM0024011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDB2 humano (proteína de unión a daños en el ADN 2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de reparación del ADN en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1643
GeneID	1643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-315 del DDB2 humano (NP_000098.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92466
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo