


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddc Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20711

Número de artículo: CM0028412



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DDC humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biosíntesis de catecolaminas y serotonina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDC Conejo pAb
Observaciones/Alias	AADC; DDC
Especie	Humano
GeneID (humano)	1644
GeneID	1644
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-137 de DDC humano (NP_000781.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20711
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo