

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35638

Número de artículo: CM0003720

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra DDIT3/CHOP humano (transcripto 3 inducible por daño al ADN). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con Humano, Ratón y Rata. Peso molecular predicho de 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDIT3/CHOP mAb de conejo
Observaciones/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1649
GeneID	1649
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35638
Peso Molecular de Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo