

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Número de artículo: CM0004576

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DDIT3/CHOP humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para estudios de estrés del RE y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] Anticuerpo monoclonal de conejo DDIT3/CHOP
Observaciones/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1649
GeneID	1649
Immunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35638
Peso proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo