

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Número de artículo: CM0014939

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo (pAb) DD antiDDIT3/CHOP se dirige al factor de transcripción de estrés del RE de 19 kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigaciones sobre apoptosis y respuesta a proteínas desplegadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DDIT3/CHOP
Observaciones/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1649
GeneID	1649
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-169 del DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35638
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo