

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddit3/Chop Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35638

Número de artículo: CM0015894

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153). Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de vías de estrés reticular, apoptosis y respuesta a proteínas desplegadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDIT3/CHOP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1649
ID del gen	1649
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DDIT3/CHOP humano (NP_004074.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35638
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo