

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddr1/Mck10/Cd167A Para Wb Y Elisa - Q08345

Número de artículo: CM0006780



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DDR1/MCK10/CD167a humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor de colágeno, la migración celular y las vías de invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo DDR1/MCK10/CD167a
Observaciones/alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Especie	Humano
GeneID (humano)	780
GeneID	780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-416 de DDR1/MCK10/CD167a humano (NP_054699.2)
Fuente	Oveja
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q08345
Peso de la proteína	101 kDa
Envío	Bolsa de hielo