


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddr2 Para Wb Y Elisa - Q16832

Número de artículo: CM0005378



Introducción

Anticuerpo anti-DDR2 monoclonal de conejo de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta DDR2 humano, de ratón y rata, un receptor de colágeno tirosina quinasa involucrado en la remodelación tisular y el desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDR2 Rabbit mAb
Notas/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4921
GeneID	4921
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 756-855 del DDR2 humano (Q16832).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16832
Peso molecular de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo