


Anticuerpo Polic Policlonal Anti-Ddr2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q16832

Número de artículo: CM0012945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDR2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Objetivo implicado en la señalización de colágeno y la remodelación de tejidos; adecuado para la investigación en oncología y desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DDR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4921
ID de Gen	4921
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-400 del DDR2 humano (NP_001014796.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16832
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo