


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddt Para Wb, Elisa - P30046

Número de artículo: CM0027223



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la D-dopacromo decarboxilasa (DDT) humana. Validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de melanina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1652
GeneID	1652
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de la DDT humana (NP_001346.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30046
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo