

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx1 - Q92499

Número de artículo: CM0027325



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX1 para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Detecta la ARN helicasa dependiente de ATP DDX1 involucrada en transcripción, procesamiento de ARN y defensa antiviral - Q92499.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra DDX1
Observaciones/Alias	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1653
GeneID	1653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 441-740 de DDX1 humano (NP_004930.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92499
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo