

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddx11 Para Wb, Elisa - Q96Fc9

Número de artículo: CM0029861

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ADN helicasa dependiente de ATP humana DDX11, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación en replicación del ADN, reparación y biología de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDX11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
Especie	Humano
GeneID (humano)	1663
GeneID	1663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la DDX11 humana (NP_689651.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96FC9
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo