

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ddx17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

Número de artículo: CM0011944



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DDX17 validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón, rata. Objetivo: helicasa de ARN DDX17 (Q92841) implicada en el empalme de pre-ARNm y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX17 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P72; RH70; DDX17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10521
GeneID	10521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 del DDX17 humano (Q92841)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92841
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo