


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx20 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi6

Número de artículo: CM0029492



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la DDX20 humana (Gemin3), una helicasa de ARN DEAD-box implicada en el ensamblaje de snRNP. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX20 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DP103; GEMIN3; DDX20
Especie	Humano
GeneID (humano)	11218
GeneID	11218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-280 de la DDX20 humana (NP_009135.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHI6
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo