


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddx21 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr30

Número de artículo: CM0016286



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DDX21 humano (ARN helicasa nucleolar 2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta proteína de 87 kDa. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de procesamiento de ARNr, regulación de la transcripción e inmunidad innata antiviral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-DDX21                                             |
| Observaciones/Alias | RH; GUA; GURDB; II/Gu; RH II/Gu; RH-II/GU; gu-alfa; RH-II/GuA; DDX21 |
| Especie             | Humano                                                               |
| ID del gen (Humano) | 9188                                                                 |
| ID del gen          | 9188                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                                |
| Origen              | Conejo                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                             |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                        |
| SWISS               | Q9NR30                                                               |
| Peso proteico       | 87kDa                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                       |