

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddx24 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr7

Número de artículo: CM0018543

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX24 humano (proteína 24 de caja DEAD), una helicasa de ARN dependiente de ATP implicada en el corte y empalme del pre-ARNm y la inmunidad innata. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDX24 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DDX24
Especie	Humano
GeneID (humano)	57062
GeneID	57062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-859 de DDX24 humano (NP_065147.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9GZR7
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo