

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx3 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Número de artículo: CM0006865



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DDX3 (helicasa de ARN dependiente de ATP DDX3X) validado en WB, IF/ICC, IP, ELISA para humano, ratón, rata. Ideal para investigación en transcripción, traducción e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX3 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
Especie	Humano
GeneID	1654
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de DDX3 humano (NP_001347.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00571
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo