


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ddx39A - 000148

Número de artículo: CM0030473



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a DDX39A humana (BAT1/URH49), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada para ratón y rata. Ideal para el estudio de la exportación de ARNm, el empalme y los mecanismos antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX39A Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10212
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DDX39A humana (NP_005795.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00148
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo