


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx3X Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Número de artículo: CM0024798



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX3X humano (O00571). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona cruzadamente con Ratón, Rata. Helicasa de ARN dependiente de ATP implicada en la transcripción, traducción e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX3X Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1654
GeneID	1654
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DDX3X humano (NP_001347.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00571
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo