


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddx3X/Ddx3Y Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000571/O15523

Número de artículo: CM0007009



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra DDX3X/DDX3Y, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar las funciones de la helicasa de ARN, infecciones virales y vías de señalización de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX3X/DDX3Y Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DBY; DDX3X/DDX3Y
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1654/8653
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00571/O15523
Peso Proteico	73 kDa/71 kDa/32 kDa
Envío	Bolsa de hielo