

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx3Y Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - O15523

Número de artículo: CM0017072

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-DDX3Y de alta afinidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína DDX3Y humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función de la helicasa de ARN dependiente de ATP y las vías de respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDX3Y Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DBY; DDX3Y
Especie	Humana
GeneID (humano)	8653
GeneID	8653
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la DDX3Y humana (NP_001116137.1).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O15523
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo