

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddx3Y Para Wb, Elisa - O15523

Número de artículo: CM0016877

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al DDX3Y humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para estudiar la función de la helicasa de ARN en la respuesta inmune y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX3Y pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DBY; DDX3Y
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del DDX3Y humano (NP_001116137.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O15523
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo