

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx4 De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nqi0

Número de artículo: CM0014562

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX4 (VASA), una ARN helicasa dependiente de ATP específica de células germinales. Detecta DDX4 humano, de ratón y de rata para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA en investigación de espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra DDX4
Observaciones/Alias	VASA; DDX4
Especie	Humano
ID del Gen	54514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 635-724 de DDX4 humano (NP_077726.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Nqi0
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo