

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddx4 (Vasa) Para Wb - Q9Nqi0

Número de artículo: CM0004162

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DDX4 (VASA) de alta calidad validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del desarrollo de células germinales y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VASA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54514
ID de Gen	54514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 635-724 del DDX4 humano (NP_077726.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQI0
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo