


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddx41 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ujv9

Número de artículo: CM0030620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX41 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta DDX41 (70 kDa) humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre inmunidad innata y metabolismo de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX41 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ABS; MPLPF; DDX41
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51428
GeneID	51428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del DDX41 humano (NP_057306.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJV9
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo