

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ddx43 Para Wb Y Elisa - Q9Nxz2

Número de artículo: CM0020724

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DDX43 (CT13/HAGE), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Detecta una helicasa de ARN dependiente de ATP de 73kDa con expresión de antígeno de cáncer/testículo. Ideal para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX43 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT13; HAGE; DDX43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55510
GeneID	55510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 429-648 del DDX43 humano (NP_061135.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NXZ2
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo