


Anticuerpo Policlonico Anti-Ddx46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L014

Número de artículo: CM0025114



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la DDX46 humana (PRP5/PRPF5), una helicasa de ARN spliceosomal. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de ensamblaje del spliceosoma y empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX46 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Prp5; PRPF5; DDX46
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9879
GeneID	9879
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L014
Peso de la Proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo