


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx47 Para Wb, Elisa - Q9H0S4

Número de artículo: CM0015298



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DDX47 de grado de investigación confiable para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Dirigido a las vías de biogénesis ribosómica y apoptosis. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DDX47 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47
Especie	Humano
GeneID (humano)	51202
GeneID	51202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-455 de DDX47 humano (NP_057439.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H0S4
Peso molecular	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo