


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx5 (P68) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17844

Número de artículo: CM0014109



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX5 humano (p68), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de helicasa de ARN y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1655
GeneID	1655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-614 del DDX5 humano (NP_004387.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo