

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx5 Para Wb, Elisa - P17844

Número de artículo: CM0029430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DDX5 humana (p68 RNA helicasa), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de regulación transcripcional, splicing y ritmos circadianos. SWISS: P17844.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DDX5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1655
ID del Gen	1655
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-614 de DDX5 humano (NP_004387.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo